



croma

For creators of beauty.

saypha® FILLER



saypha® VOLUME
saypha® VOLUME PLUS



saypha® VOLUME
saypha® VOLUME PLUS



saypha® FILLER
saypha® VOLUME

saypha® RICH



saypha® FILLER
saypha® VOLUME

saypha® FILLER z lidokainą







saypha® VOLUME
saypha® VOLUME PLUS

saypha® VOLUME PLUS



Croma Pharma sp. z o.o.
ul. Puławska 381
02-801 Warszawa
www.croma.pl

Linia produktów saypha® na bazie HA

	Produkt	Koncentracja HA/Poziom usieciowania	Igły	Opakowanie	Głębokość aplikacji	Wskazania
Nawilżenie	saypha® RICH 	HA: 18mg/ml+Glycerol Poziom usieciowania: ○○○○	2×30G 1/2" cienkościenna igła Terumo™ CE 0197	1ml szklana strzykawka	powierzchniowe warstwy skóry	<ul style="list-style-type: none"> uzupełnia ubytki kwasu hialuronowego na skutek starzenia się skóry poprawia nawilżenie, napięcie i elastyczność skóry działa jako wypełniacz drobnych zmarszczek, takich jak: „kurcze łapki”, zmarszczki śmiechow i palacza wokół ust
Wygładzenie/ wypełnienie	saypha® FILLER z/bez lidokainy 	HA: 23mg/ml Poziom usieciowania: ●●○○ Lidocaine: 0.3%	2×27G 1/2" cienkościenna igła Terumo™ CE 0197	1ml szklana strzykawka	środkowe i głębokie warstwy skóry właściwej	<ul style="list-style-type: none"> koryguje średnie i głębokie zmarszczki mimiczne i bruzdy zwiększa objętość ust* <p>* dotyczy tylko saypha® z lidokainą</p>
Wolumetria	saypha® VOLUME z/bez lidokainy 	HA: 23mg/ml Poziom usieciowania: ●●●○ Lidokaina: 0.3%	2×27G 1/2" cienkościenna igła Terumo™ CE 0197	1ml szklana strzykawka	głębokie warstwy skóry lub tkanka podskórna	<ul style="list-style-type: none"> koryguje bruzdy zwiększa lub przywraca objętość skóry twarzy wykorzystywany w leczeniu rekonstrukcyjnym w lipoatrofii twarzy, blizn ubytkowych i asymetrii morfologicznej
Odbudowa/ modelowanie	saypha® VOLUME PLUS z lidokainą 	HA: 25mg/ml Poziom usieciowania: ●●●● Lidokaina: 0.3%	2×27G 1/2" cienkościenna igła Terumo™ CE 0197	1ml szklana strzykawka	głębokie warstwy skóry, tkanka podskórna lub nadokostnowo	<ul style="list-style-type: none"> koryguje ubytek i objętość skóry twarzy modeluje kontury twarzy wykorzystywany w leczeniu rekonstrukcyjnym w lipoatrofii twarzy, blizn ubytkowych i asymetrii morfologicznej

Lekarz potwierdza, że poinformował pacjenta o prawdopodobieństwie ryzyka związanego ze stosowaniem wyrobu medycznego zgodnie z jego przeznaczeniem.